

# CUBREBOCA KN95

## Características clave:

EN149:2001 + A1:2009

Estilo: con gancho para la oreja

Material: doble no tejido suave, algodón con filtro de aire caliente ES, no tejido soplado por fusión, no tejido agradable para la piel.

BFE: por encima del 95%

Color: blanco

Detalles de embalaje: 2 piezas / paquete, 10 piezas / caja 1000 pcs / CTN, NW: 7KG,

GW: 8.0 KG

Tamaño del cartón: 52 x 41 x 40 cm.

## Use para:

- ✓ Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger al paciente quirúrgico y al personal del quirófano de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.
- ✓ Siga siempre las instrucciones uso y use de manera indicada

## Tiempo de uso límite:

El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o contaminada con sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso



## No use para:

- ✓ NO lo use en entornos industriales
- ✓ NO lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído).
- ✓ NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso

## Vida útil y almacenamiento:

5 años a partir de la fecha de fabricación

Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD

Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.

Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) y que no exceda el 80% de HR ·